

**BOSCH
+SOHN**

boso

La santé est une question de confiance.

Mesure la tension
artérielle est boso.



Health is a matter of trust.

bp-monitoring
is boso.



Stéthoscopes

Stethoscopes

Tensiomètres mécaniques

Aneroid Sphygmomanometers

boso.de

Qualité premium

made in Germany

Les tensiomètres mécaniques de boso sont depuis des dizaines d'années synonymes de fiabilité et de précision maximales, partout dans le monde. Des millions d'appareils ont depuis quitté notre usine de Jungingen, dans le sud de l'Allemagne, et font aujourd'hui partie de l'équipement indispensable des cabinets médicaux et des hôpitaux. À chaque étape de la production, nous attachons une grande importance à la qualité - du montage aux contrôles finaux; en passant par le réglage.

Les manomètres, sécurisés contre la surpression, sont équipés d'un dispositif de mesure de précision inoxydable, qui résiste aux chocs mêmes importants dus à une chute de l'appareil. La Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Agence Nationale de Métrologie Allemande) a contrôlé les tensiomètres boso et la technologie « antichoc » de boso a obtenu d'excellents résultats. Aucun dommage, ni réclamation, ni coûts de réparation : Une sécurité parfaite dans tous les cas, même lors de la manipulation extrême en cabinet ou en clinique.



Premium-Quality

made in Germany

Since decades mechanical blood pressure instruments of boso stand for highest precision and reliability. Millions of units have left the factory in Jungingen/Germany and are an integral part in doctors' offices and hospitals all over the world. In our production we care for highest quality – from the assembly, over calibration to the final inspection of each unit.

Every manometer is safe against overpressure and equipped with a non-corrosive mechanism, that absorbs even shocks of dropping the instrument. The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (the national institute for metrology) tested boso sphygmomanometers and came to an outstanding result for boso's shock protection technology. No damage, no complaints, no repairs – perfect safety. Primarily for the daily use in hospitals and doctors' offices.



Technologies innovantes

Cadrans et tubulures

La solution optimale pour le médecin et l'hôpital. Au choix ou en fonction de l'application, boso propose des cadrans de différents diamètres et un grand choix de tubulures.

- Aperçu | Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 120 mm // Dispositif de mesure phosphorescent en option Ø 60 mm
- Technologie simple tubulure | La technologie simple tubulure assure la manipulation la plus simple et l'échange rapide des brassards.
- Technologie double tubulure | La technologie double tubulure éprouvée permet de transmettre les mouvements de pression sur la poire manomètre en les atténuant. De cette façon, l'appareil affiche la pression croissante dans le brassard sans suroscillation de l'aiguille.
- Technologie tubulures 2-en-1 | Avec la technologie tubulures 2-en-1 brevetée de boso une seule tubulure est visible, la seconde y étant intégrée. De cette façon, tous les avantages de la technique double tubulure sont réunis dans une même tubulure : les mouvements de pression de la poire sont amortis avant d'atteindre le manomètre, et l'appareil affiche la pression croissante du brassard sans à-coups de l'aiguille.

Innovative technology

Scales and Tube Systems

The perfect solution for hospitals and medical practices.

Depending on preferences or usages boso offers a wide range of different scales with smaller or bigger diameters and different tube systems. Here at a glance.

- Scale | Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 120 mm // Optionally available: luminescent scale Ø 60 mm
- One-tube system | The one-tube system guarantees easiest operation and rapid change of cuffs.
- Twin-tube system | The reliable twin-tube system directs the pumping action of the inflation bulb damped to the manometer. The rising cuff pressure is indicated with no pointer overshoot.
- 2-in-1 tube system | The 2-in-1 tube system which was patented by boso has only one visible tube, the second being integrated in the external one. Thus for the first time all advantages of the twin-tube system are joined in one tube: the pumping impulse of the pressure bulb is lead damped to the manometer, ensuring that the rising cuff pressure is indicated with no pointer overshoot.



Qualité premium

Brassards

Utiliser le bon brassard est important pour la fiabilité du résultat. C'est pourquoi boso propose un grand choix de brassards pour tous les circonférences de bras - du bébé au patient obèse.

Brassards à fermeture velcro et à crochets

- Sans latex sur demande
- Brassards à fermeture velcro lavables sur demande
- Taille adaptée à chaque circonférence de bras :

Standard : Adulte | standard | 22 – 32 cm

En option: Adulte | gros bras | 33 – 41 cm
Adulte | cuisse ou taille spéciale | à partir de 41 cm
Enfant | 14 – 21 cm
Bébé | 8 – 13 cm // Nouveau-né | moins de 8 cm

Hygiène et sécurité quotidiennes à l'hôpital

Brassards à usage unique

Les nouveaux brassards à usage unique sans latex vous offrent non seulement le confort auquel boso vous a habitué, ils minimisent aussi le risque de contamination par des germes dangereux. La solution idéale pour protéger encore mieux la santé de vos patients. Livrables dans toutes les tailles courantes, avec fermeture velcro et adaptés à tous les appareils simple tubulure boso. À chaque patient son brassard personnalisé.

Simple. Hygiénique. Économique.

Les brassards à usage unique sans latex, la solution idéale pour protéger encore mieux la santé des patients - disponible en quatre tailles : S | 14 - 21 cm // M | 21 - 28 cm // L | 28 - 36 cm // XL | 36 - 46 cm.



Premium-Quality Cuffs

The correct cuff is important for reliable measurement results. Therefore, bosó offers a unique selection of cuff sizes for all arm circumferences – from infants to obese patients.

Velcro and hook cuffs

- Latex-free, on request
- Washable Velcro cuffs, on request
- The correct cuff size for every arm circumference:

Standard: Adults | Standard | 22 – 32 cm

Optional available: Adults | XL size | 33 – 41 cm
Adults | XL size (thigh) or special dimensions | from 41 cm
Children | 14 – 21 cm
Babies | 8 – 13 cm // Newborn | under 8 cm

Hygiene and safety in your clinic routine

Disposable cuffs

The new latex-free disposable cuffs not only offer the high wearing comfort as you are accustomed to with bosó – they also minimize the risk of infection from dangerous germs. The ideal solution for more patient protection. Available in all standard sizes with Velcro and suitable for all bosó single tube devices. For each patient his own personalized cuff.

Easy. Hygienic. Low cost.

Latex-free disposable cuffs are the perfect solution for more patient protection.

Available in four sizes: S | 14 – 21 cm // M | 21 – 28 cm // L | 28 – 36 cm // XL | 36 – 46 cm



boso classic

Élégance épurée en chrome

Cadran Ø 60 mm | Technologie 2-en-1 : tous les avantages de la technologie double tubulure avec une seule tubulure visible | Raccord à vis pour le brassard

boso classic

Pure elegance in chrome

Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system: all advantages of the twin-tube system with only one visible tube | Screw connector to the cuff



| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Modèle | Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 |
| Type | Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube |
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 047-0-111 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 047-0-112 |
| Manomètre seulement, avec poire Manometer only, with bulb | Art. Nr. 047-1-000 |

boso classic merkur

L'édition en noir mat exclusivement pour le médecin

Boîtier en noir mat | Cadran rouge ou anthracite
échelle blanc-argent | dans un étui à fermeture éclair
Cadran Ø 60 mm

Technologie 2-en-1 : tous les avantages du système
à deux tuyaux Technologie avec un seul tuyau visible
Raccord à vis pour brassard



boso classic merkur

The edition in matt black exclusively for the doctor

Housing in matt black | Dial in red or anthracite
white-silver scale | in a zip case | Scale Ø 60 mm

2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw connector to the cuff

boso classic saturn

L'édition en argent mat exclusivement pour le médecin

Boîtier en argent mat | Cadran en bleu ou vert
échelle blanc-argent | dans un étui à fermeture éclair
Cadran Ø 60 mm

Technologie 2-en-1 : tous les avantages du système
à deux tuyaux Technologie avec un seul tuyau visible
Raccord à vis pour brassard



boso classic saturn

The edition in matt silver exclusively for the doctor

Housing in matt silver | Dial in blue or green
white-silver scale | in a zip case | Scale Ø 60 mm

2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw connector to the cuff

boso classic venus

L'édition Or exclusivement pour le médecin

Boîtier plaqué or | Cadran anthracite | argent ou échelle d'or
dans un étui à fermeture éclair | Cadran Ø 60 mm

Technologie 2-en-1 : tous les avantages du système
à deux tuyaux Technologie avec un seul tuyau visible
Raccord à vis pour brassard



boso classic venus

The gold edition exclusively for the doctor

Gold-plated case | Dial in anthracite
silver or gold scale | in a zip case | Scale Ø 60 mm

2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw connector to the cuff

boso classic EDITION

Exclusivement pour le médecin Exclusively for the doctor

boso classic merkur

| | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Modèle | Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 noir mat, rouge | Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 noir mat, anthracite |
| Type | Scale Ø 60 mm One-tube, matt black, red | Scale Ø 60 mm One-tube, matt black, anthracite |
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 063-0-111 | Art. Nr. 064-0-111 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 063-0-112 | Art. Nr. 064-0-112 |



boso classic saturn

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modèle | Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 argent mat, bleu | Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 argent mat, vert |
| Type | Scale Ø 60 mm One-tube, matt silver, blue | Scale Ø 60 mm One-tube, matt silver, green |
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 065-0-111 | Art. Nr. 066-0-111 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 065-0-112 | Art. Nr. 066-0-112 |



boso classic venus

| | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Modèle | Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 plaqué or, anthracite / or | Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 plaqué or, anthracite / or / argent |
| Type | Scale Ø 60 mm One-tube, Gold-plated, anthracite / gold | Scale Ø 60 mm One-tube, Gold-plated, anthracite / gold / silver |
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 067-0-111 | Art. Nr. 068-0-111 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 067-0-112 | Art. Nr. 068-0-112 |



boso classico

Haute qualité en chrome, avec éléments noir mat

Cadran Ø 60 mm | Technologie 2-en-1 : tous les avantages de la technologie double tubulure avec une seule tubulure visible | Raccord à vis pour le brassard

boso classico

High quality in chrome refined with matt black elements

Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system with only one visible tube | Screw connector to the cuff



| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Modèle | Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 |
| Type | Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube |
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 048-0-111 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 048-0-112 |
| Manomètre seulement, avec poire Manometer only, with bulb | Art. Nr. 048-1-000 |

boso manuell

Le classique parmi les appareils à double tubulure

Écran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie double tubulure |
Raccord à vis pour le brassard



boso manuell

The classic twin-tube instrument

Scale Ø 48 mm or 60 mm | Twin-tube system |
Screw connector to the cuff



Modèle
Type

Cadran Ø 48 mm, double tubulure
Scale Ø 48 mm Twin-tube

Cadran Ø 60 mm, double tubulure
Scale Ø 60 mm Twin-tube

Avec brassard à fermeture velcro
With velcro cuff

Art. Nr. 010-0-131

Art. Nr. 011-0-131

Avec brassard à crochets
With hook cuff

Art. Nr. 010-0-132

Art. Nr. 011-0-132

Manomètre seulement, avec poire
Manometer only, with bulb

Art. Nr. 010-1-000

Art. Nr. 011-1-000

boso roid

Le modèle économique

Cadran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie simple tubulure ou double tubulure | Raccord à emboîter pour le brassard | Modèle pour gaucher en option

boso roid

The economic version

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube or twin-tube system | Plug connector to the cuff | Version for left-handers also available | With metal ring



*Veuillez indiquer la mention LH derrière la référence si vous souhaitez un modèle pour gaucher.
For version left-handers put „LH” behind the article's number.



boso roid I

| Modèle Type | Cadran Ø 48 mm, simple tubulure Scale Ø 48 mm One-tube | Cadran Ø 60 mm, simple tubulure Scale Ø 60 mm One-tube |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 030-0-111* | Art. Nr. 031-0-111* |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 030-0-112 | Art. Nr. 031-0-112 |
| Manomètre seulement, avec poire Manometer only, with bulb | Art. Nr. 030-1-000 | Art. Nr. 031-1-000 |

boso roid II

| Modèle Type | Cadran Ø 48 mm, double tubulure Scale Ø 48 mm twin-tube | Cadran Ø 60 mm, double tubulure Scale Ø 60 mm twin-tube |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 040-0-131* | Art. Nr. 041-0-131* |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 040-0-132 | Art. Nr. 041-0-132 |
| Manomètre seulement, avec poire Manometer only, with bulb | Art. Nr. 040-1-000 | Art. Nr. 041-1-000 |

boso clinicus

La solution idéale pour l'hôpital

Cadran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie simple tubulure ou double tubulure |
Coloris (uniquement cadran 60 mm) : noir, rouge, vert, bleu |
Raccord à emboîter pour le brassard

boso clinicus

The perfect solution for use in hospitals

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube or twin-tube
system | Colour choice (only 60 mm variant):
Black, Red, Green, Blue | Plug connector to the cuff





| | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| bosoclinicus I | Modèle Type | Cadran Ø 48 mm, simple tubulure Scale Ø 48 mm One-tube | Cadran Ø 60 mm, simple tubulure Scale Ø 60 mm One-tube |
| | Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 054-0-111 | Art. Nr. 034-0-111* |
| | Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 054-0-112 | Art. Nr. 034-0-112* |
| | Manomètre seulement, avec poire Manometer only, with bulb | Art. Nr. 054-1-000 | Art. Nr. 033-1-000* |
| bosoclinicus II | Modèle Type | Cadran Ø 48 mm, double tubulure Scale Ø 48 mm twin-tube | Cadran Ø 60 mm, double tubulure Scale Ø 60 mm twin-tube |
| | Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 055-0-111 | Art. Nr. 044-0-131* |
| | Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 055-0-112 | Art. Nr. 044-0-132* |
| | Manomètre seulement, avec poire Manometer only, with bulb | Art. Nr. 054-1-000 | Art. Nr. 033-1-000* |

*Veuillez indiquer le code couleur dernière la référence.

For colour choice put the corresponding token behind the article's number.

S = noir/Black R = rouge/Red G = vert/Green B = bleu/Blue

boso solid

Le classique parmi les appareils simple tubulure

Cadran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie simple tubulure |
Raccord à vis pour le brassard



boso solid

The classic single-tube instrument

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube system |
Screw connector to the cuff



Modèle
Type

Cadran Ø 48 mm, simple tubulure
Scale Ø 48 mm One-tube

Cadran Ø 60 mm, simple tubulure
Scale Ø 60 mm One-tube

Avec brassard à fermeture velcro
With velcro cuff

Art. Nr. 020-0-111

Art. Nr. 021-0-111

Avec brassard à crochets
With hook cuff

Art. Nr. 020-0-112

Art. Nr. 021-0-112

Manomètre seulement, avec poire
Manometer only, with bulb

Art. Nr. 020-1-000

Art. Nr. 021-1-000

boso varius

Das Basismodell von boso

Skala Ø 60 mm | Einschlauch-Technik |
Steckanschluss für Manschette

boso varius

The basic model of boso

Scale Ø 60 mm | One-tube system |
Plug connector to the cuff



| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modèle Type | Cadran Ø 60 mm, simple tubulure Scale Ø 60 mm One-tube |
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 051-0-111 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 051-0-112 |
| Manomètre seulement, avec poire Manometer only, with bulb | Art. Nr. 051-1-000 |

boso profitest

Appareil avec soupape à bouton poussoir

Cadran Ø 60 mm | Technologie simple tubulure |
Boîtier blanc ou noir | Raccord à emboîter pour le brassard



boso profitest

The instrument with push button valve

Scale Ø 60 mm | One-tube system | Black or white body |
Plug connector to the cuff

| Modèle Type | Cadran Ø 60 mm, simple tubulure, noir Scale Ø 60 mm One-tube, black | Cadran Ø 60 mm, simple tubulure, blanc Scale Ø 60 mm One-tube, white |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 045-0-111 | Art. Nr. 046-0-111 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 045-0-112 | Art. Nr. 046-0-112 |
| Manomètre seulement, avec poire Manometer only, with bulb | Art. Nr. 045-1-000 | Art. Nr. 046-1-000 |

boso nova S

Modèle mural, de table, sur pied ou sur rail de lit

Cadran Ø 125 mm | Technologie double tubulure

boso nova S

The wall-mounted, table, tripod or bed rail model

Scale Ø 120 mm | Two-tube system



| Modèle Type | Modèle mural Wall-mounted model | Modèle de table Table model |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 166-0-121 | Art. Nr. 165-0-121 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 166-0-122 | Art. Nr. 165-0-122 |
| Manomètre seulement Manometer only | Art. Nr. 166-1-000 | Art. Nr. 165-1-000 |
| Tubulure spiralée Telescopic tube | Art. Nr. 150-7-250 | Art. Nr. 150-7-250 |
| Modèle Type | Modèle sur pied Tripod model | Modèle sur rail Bed rail model |
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 168-0-121 | Art. Nr. 167-0-121 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 168-0-122 | Art. Nr. 167-0-122 |
| Manomètre seulement Manometer only | Art. Nr. 168-1-000 | Art. Nr. 167-1-000 |
| Tubulure spiralée Telescopic tube | Art. Nr. 150-7-250 | Art. Nr. 150-7-250 |

boso minimus

L'appareil double tubulure à anneau de suspension

Cadran Ø 48 mm | Technologie double tubulure |
Anneau de suspension latéral ou clip



boso minimus

The twin-tube model with suspension ring

Scale Ø 48 mm | Two-tube system |
Lateral suspension ring or clip

| Modèle Type | Anneau de suspension latéral Lateral suspension ring | Fixation par clip Clip |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 061-0-121 | Art. Nr. 062-0-121 |
| Avec brassard à crochets With hook cuff | Art. Nr. 061-0-122 | Art. Nr. 062-0-122 |
| Manomètre seulement Manometer only | Art. Nr. 061-1-000 | Art. Nr. 062-1-000 |

boso fix

L'appareil fixé sur le brassard

Cadran Ø 48 mm ou Ø 60 mm |
Technologie double tubulure



boso fix

The model fixed to the cuff

Scale Ø 48 mm or 60 mm |
Two-tube system

| Modèle Type | Cadran Ø 48 mm Scale Ø 48 mm | Cadran Ø 60 mm Scale Ø 60 mm |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Avec brassard à fermeture velcro With velcro cuff | Art. Nr. 085-0-111 | Art. Nr. 084-0-111 |
| Manomètre seulement Manometer only | Art. Nr. 085-1-000 | Art. Nr. 084-1-000 |

boso med |

Le classique à anneau métallique

Cadran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie simple tubulaire |
Stéthoscope intégré | En option, modèle pour gaucher

boso med |

The classic instrument with metal ring

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube system | With integrated
stethoscope | Version for left-handers also available



| Modell Type | Skala Ø 48 mm Einschlauch Scale Ø 48 mm One-tube | Skala Ø 60 mm Einschlauch Scale Ø 60 mm One-tube |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mit Zugbügel-Klettenmanschette With D-ring velcro cuff | Art. Nr. 220-0-113 | Art. Nr. 221-0-113* |
| Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb | Art. Nr. 220-1-000 | Art. Nr. 221-1-000 |

*Veuillez indiquer la mention LH derrière la référence si vous souhaitez un modèle pour gaucher.

For version left-handers put „LH“ behind the article's number.

boso classic privat

Élégance épurée en chrome

Cadran Ø 60 mm | Technologie 2-en-1 : tous les avantages de la technologie double tubulure avec une seule tubulure visible | Stéthoscope intégré

boso classic privat

Pure elegance in chrome

Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system with only one visible tube | With integrated stethoscope



Modèle

Type

Cadran Ø 60 mm, technologie 2-en-1

Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube

Avec brassard à fermeture velcro et étrier de traction

With D-ring velcro cuff

Art. Nr. 226-0-113

Manomètre seulement, avec poire

Manometer only, with bulb

Art. Nr. 226-1-000

boso varius privat

Ergonomique conception

Cadran Ø 60 mm |
Technologie simple tubulure |
Stéthoscope intégré

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Modèle | Cadran Ø 60 mm, simple tubulure |
| Type | Scale Ø 60 mm One-tube |
| Avec brassard à fermeture velcro et étrier de traction | Art. Nr. 227-0-113 |
| Manomètre seulement, avec poire | Art. Nr. 227-1-000 |
| Manometer only, with bulb | |

boso varius privat

Ergonomic design

Scale Ø 60 mm | One-tube system |
With integrated stethoscope



boso BS 90

Le classique

à anneau plastique | Cadran Ø 60 mm |
Technologie simple tubulure |
Stéthoscope intégré

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Modèle | Cadran Ø 60 mm, simple tubulure |
| Type | Scale Ø 60 mm One-tube |
| Avec brassard à fermeture velcro et étrier de traction | Art. Nr. 223-0-113 |
| Manomètre seulement, avec poire | Art. Nr. 223-1-000 |
| Manometer only, with bulb | |

boso BS 90

The classic model

With plastic ring | Scale Ø 60 mm |
One-tube system | With integrated
stethoscope



boso egotest

Appareil avec soupape à bouton poussoir

Cadran Ø 60 mm | Technologie simple tubulure |
Boîtier blanc ou noir | Stéthoscope intégré

boso egotest

The instrument with push button valve

Scale Ø 60 mm | One-tube system |
Black or white body | With integrated stethoscope



Modèle
Type

Cadran Ø 60 mm, simple tubulure, noir
Scale Ø 60 mm One-tube, black

Cadran Ø 60 mm, simple tubulure, blanc
Scale Ø 60 mm One-tube, white

Avec brassard à fermeture velcro
et étrier de traction
With D-ring velcro cuff

Art. Nr. 224-0-113

Art. Nr. 225-0-113

Manomètre, avec poire
Manometer only, with bulb

Art. Nr. 224-1-000

Art. Nr. 225-1-000

bososcope Boli

Stéthoscope léger

Stéthoscope léger à double pavillon pour adults.

Light-weight stethoscope
with double-chest piece for adults.



Art. Nr. 700-0-100

bososcope Boki

Stéthoscope léger

Stéthoscope léger à double pavillon pour enfant.

Light-weight stethoscope
with double-chest piece for children.



Art. Nr. 705-0-100

bososcope Flac

Stéthoscope léger

Stéthoscope léger à pavillon à membrane plate pour adulte.

Light-weight stethoscope
with flat chest piece for adults.



Art. Nr. 710-0-100

bososcope Nurse

Stéthoscope de l'infirmière

The nurse stethoscope



Art. Nr. 725-0-100

**BOSCH
+SOHN**

boso

Health is a matter of trust.
bp-monitoring is boso.

La santé est une question de confiance.
Mesurer la tension artérielle
est boso.

96%

de tous les médecins généralistes, praticiens
et spécialistes de médecine interne allemands
utilisent des sphygmomanomètres boso dans
leur cabinet. (étude API-Studie de la GfK 01/2016)

of all German general practitioners,
physicians and internists work in practice
with blood pressure instruments from boso.
(API survey conducted by GfK 01/2016)



BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Bahnhofstraße 64 | 72417 Jungingen, Germany

T +49 (0) 74 77 92 75 - 0 | E zentrale@boso.de | www.boso.de